

Coussin Déclive de Positionnement des Genoux

Dimensions	Housse Pharmatex	Housse Lenzing FR®	Code LPPR
48 x 30 x 12 cm	22.985	22.985LEN	6255793 = Plot



Principes :

- Permet un transfert des pressions du talon vers les zones à moindre risque (mollets-genoux) pour offrir une décharge talonnière efficace et un bon positionnement de la cheville
- En cas de problème vasculaire : garantit un bon retour veineux
- Ses dimensions permettent d'éviter une accentuation des appuis sur le tendon d'Achille

Atouts des housses :

- Pharmatex : Toucher doux et agréable – Surface lisse et souple qui facilite le nettoyage
⇒ Recommandé pour une utilisation en milieu hospitalier ou en collectivité
- Lenzing FR® : grâce aux propriétés hygroscopiques de la viscose, meilleure absorption de l'humidité
=> Empêche la macération

Composition :

- Poche :
 - Enveloppe : tissu micromaillé 100% Polyester
 - Garnissage : fibre Micromax 100% Polyester
- Housse en Pharmatex bi-élastique : 50% Polyuréthane – 50% Polyester – Classement au feu CRIB 5
- Housse en Lenzing FR®: tissu 70% Lyocell - 30% Viscose - sur film 100% Polyuréthane - Classement au feu CRIB 7

Conforme aux exigences du décret 2000-164 du 23 février 2000

Entretien :

- Poche :
- Housse en Pharmatex :
- Housse en Lenzing FR®: