



SOS MAD

Joly Médical

Livret d'information d'utilisation du matériel

*Un accompagnement, Une écoute,
Des solutions adaptées par votre pharmacien*

Mobilité



Transfert



Matériel Médical



Notre charte Qualité SOS MAD Joly Medical À votre service

Notre vision et notre engagement

Aujourd'hui implanté sur le marché national, SOS MAD Joly Médical se place parmi les leaders du marché et pour vous remercier de cette confiance et fidélité, nous nous engageons dans le label qualité par la norme ISO 9001.

«Une entreprise certifiée ISO 9001 indique à ses clients et prospects qu'elle a mis en place une démarche qualité, et qu'elle est engagée dans l'amélioration continue de sa performance.»

À travers cet engagement qualité, nous controlons la chaine de distribution (production et services) du fournisseur au patient. Afin d'améliorer nos services au quotidien, un organisme extérieur compétent vérifie chaque année notre décision à progresser dans des conditions optimales.

Afin de vous faire part de sa Qualité reconnue, le groupe SOS MAD est désormais reconnu par la norme ISO 9001 QUALIPSAD



Fauteuil Roulant



Pour le pliage et le déploiement du fauteuil, il existe un risque de pincement des doigts, veiller à bien suivre les consignes qui vous ont été délivrées lors de la livraison du fauteuil et tenir les enfants à l'écart lors de cette opération

Avant de vous installer dans le fauteuil roulant et d'en sortir, veiller à ce que les freins soient mis en place

Veiller à replier les palettes et écarter les repose-pieds

Veiller à enlever les accoudoirs escamotables pour les transferts, qu'ils soient manuels ou à l'aide d'un soulève malade

Veiller à ne pas resserrer ou desserrer les écrous, et n'apporter aucune modification sur le fauteuil


Prévenir votre pharmacien ou notre service en cas de panne

SOS MAD - Joly Medical : 03.21.67.98.03

SOS MAD PACA : 04.94.66.04.96

Groupe SOS Oxygène - www.sosoxygene.com

Soulève Malade & Verticalisateur



Pour que le soulève-malade ou le verticalisateur fonctionne, la prise secteur ne doit pas être branchée

Vérifier que le bouton d'arrêt d'urgence rouge ne soit pas enclenché

En cas de panne, utiliser la descente d'urgence manuelle

Mettre en charge l'appareil toutes les nuits

Vérifier régulièrement que la sangle soit en bon état

Prévenir votre pharmacien ou notre service en cas de panne

SOS MAD - Joly Medical : 03.21.67.98.03

SOS MAD PACA : 04.94.66.04.96

Groupe SOS Oxygène - www.sosoxygene.com

Lit médicalisé



Avant de s'installer dans le lit veiller à ce que les freins soient mis en place

Le lit est équipé d'une télécommande avec aimant, activer celle-ci en passant l'aimant sur le devant de la télécommande

Le lit doit être branché sur une prise unique (pas de rallonge ni de multiprise)

Vérifier que la potence soit mise en place avant d'exercer une traction

Veiller à ne pas enrouler le fil de la télécommande ainsi que le câble d'alimentation autour des barrières ou du cadre du lit

Veiller à utiliser la hauteur variable du lit avant de descendre

Ne pas débrancher les connexions des moteurs en cas de dysfonctionnement


Prévenir votre pharmacien ou notre service en cas de panne

SOS MAD - Joly Medical : 03.21.67.98.03

SOS MAD PACA : 04.94.66.04.96

Groupe SOS Oxygène - www.sosoxygene.com

Nos agences au plus près de chez vous



Assistance 24h/24 - 7j/7

SOS MAD - Joly Médical
Région Hauts de France :
Téléphone : 03.21.67.98.03 ,
nordmad@sosoxygene.com

SOS MAD Toulon
Région PACA :
Téléphone : 04.94.66.04.96 ,
sosmad@sosoxygene.com

