


Matelas Berceau

Références	Dimensions	Protection
04.5142	60 x 120 x 6 cm	Housse intégrale en PVC 15/100e
04.5149	32 x 72 x 5 cm	
04.5649	33 x 74 x 7 cm	



Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 25kg/m³ – Portance 3 Kpa – Classement au feu M4
- Housse : Polychlorure de Vinyle 15/100^e – Classement au feu M1

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2

Entretien :

- Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol
 La housse ne doit être replacée qu’une fois la mousse parfaitement sèche.

- Housse :



Au quotidien, entretien simple de la housse : lavage avec une éponge et de l’eau savonneuse ou produit désinfectant, rinçage à l’eau claire, bien essuyer.

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d’achat par le patient. La garantie ne couvre pas la perte normale de fermeté ni les changements de propriétés et/ou de couleur qui n’affectent pas les qualités d’allègement de pressions.

La garantie n’est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d’utilisation et d’entretien.