

LE COUSSIN UNIVERSEL



LPPR




Base de positionnement

Le coussin universel cale, soulage et prévient les risques d'escarre. Il s'installe sous la tête ou entre les jambes et facilite le retournement du patient lors des soins.

> Coussin à fibres : fibres creuses enduites de silicone légères et souples

> Coussin à microbilles : polystyrène de haute densité et diamètre ultra faible pour une adaptation parfaite

Conditionnement :
Carton de regroupement : 3



DIMENSIONS

Référence	Matière	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids
410183	fibres	10 cm	25 cm	35 cm	0,240 kg
410187	fibres	10 cm	35 cm	65 cm	0,620 kg
410162	microbilles	10 cm	25 cm	35 cm	0,420 kg
410164	microbilles	10 cm	35 cm	65 cm	0,580 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Référence	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR
410183	Coussin universel fibres 35x25 cm	3401054089411	3701127716788	
410187	Coussin universel fibres 65x35cm	3701127700367	3701127700367	Ancien code : 6273839
410162	Coussin universel microbilles 35x25 cm	3401048619921	3701127708028	Nouveau code : 1269224
410164	Coussin universel microbilles 65x25 cm	3401048620170	3701127708042	