

Protection & Sécurité



TAPIS D'AMORTISSEMENT

Amortit les éventuelles chutes.

Réalisé avec une mousse recouverte d'une housse en polyester enduite polyuréthane et dessous anti-dérapant.

Se plie en 2 et se compacte grâce à une attache rapide.
(Format plié : 75x55x20 cm)

Se range très facilement dans la chambre sans prendre de place.

La housse amovible par ZIP se décontamine de surface ou se lave à 90°C.



PROTECTION DE BARRIERES

Ces protections pré-moulées se posent simplement sur les barrières existantes de votre lit médicalisé.

Enveloppe polyester enduite polyuréthane classée au feu M1 imperméable et désinfectable.

Garnissage mousse.

Lavable à 90°C.

Disponible :
Demi-barrière
Barrière ¾
Barrière intégrale

Rangement du tapis
au pied du lit



Protection de
barrières de lit

