

Sedens 500

COUSSIN A AIR MOTORISE

Le coussin Sedens 500 est composé de 4 cellules à air à pression alternée insérées dans une base mousse.

Ce coussin convient parfaitement pour l'aide à la prévention et au traitement des escarres pour les patients à mobilité réduite et présentant un risque élevé d'escarres.

Dimensions : 43 x 43 x 10 cm ; 46 x 46 x 10 cm ; 41x42 cm



Sac de transport
Sedens 500



Base PU antidérapante

Empêche le coussin de glisser hors du fauteuil.



Base Mousse

Galbée et évidée sur les points d'appui pour assurer une base stable et favoriser l'alignement des membres inférieurs.



Pochette de transport



Autonomie

12 heures – Batterie rechargeable Lithium.



Housse élastique dans les 4 sens

- Faible friction et cisaillement
- Imperméable aux liquides, perméable à la vapeur d'eau, Ignifugée.



COMPRESSEUR



Modes Thérapeutiques

- Mode Dynamique : Alternance 1-sur-2,
- Mode Statique : Pression identique sur toutes les cellules,



3 Temps de Cycle :

10, 15, 20 min, Pour une personnalisation de la thérapie



5 niveaux de confort avec réglage poids de 40 à 120 kg :

- 1 : 0-40 Kg
- 2 : 40-60 Kg
- 3 : 60-80 Kg
- 4 : 80-100 Kg
- 5 : 100-120 Kg



Alarmes visuelle et sonore

En cas de pression anormale, niveau de batterie faible.



120 Kg

De - de 40Kg
à 120 Kg